

CIP 200®

Formulated Acid Cleaner
(調製酸性洗浄剤)

CIP 200調製酸性洗浄剤は製薬、バイオテクノロジー、化粧品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用の高性能の洗浄剤です。本製品にはリン酸、界面活性洗浄剤、キレート剤等の重要成分が配合されています。起泡性が低く、高圧用途での使用に適しています。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。

用途

- プロセス機器
 - プロセス容器
 - 反応器
 - ブレンダー
 - 打錠機
- ルージュー除去と不動態化
- コンポーネント部品の洗浄
- 超音波洗浄
- ラボ用ガラス器具類

特徴

利点

Formulated acid cleaner (調製酸性洗浄剤)

広範囲の化学作用で洗浄します。

洗剤残留物を検出する特異的、非特異的分析方法を有します。その方法にはHPLC、TOC、伝導度等が含まれます。

独自の分析方法を開発する必要性を無くし、バリデーションプロセスを援助します。

FDAおよびISO 9001 登録施設内にて製造

製造および品質保証において最高の基準を満たしています。

良好なリンス性

製品表面から簡単に除去できます。時間と水が節約できます。

完全なロットトレーサビリティ

品質保証および品質管理をサポートします。

製品の一貫性をお約束

処方が一貫しており、将来にわたって供給可能です。

プロセス洗浄用濃度範囲1%-5%

効率的な洗浄により機器のダウンタイムを減らし、経費を節約できます。